

24^{ème} session de formation de l'ATD
TOULOUSE - 19 et 20 novembre 2015



HOH
Hemotech



ENREGISTREMENT DES DONNÉES SUR LES GÉNÉRATEURS DE LA GAMME DBB

Hervé DUFÉY
Directeur Technique

.....
HEMOTECH Exiger le meilleur pour la dialyse



SOMMAIRE

- 1) Quels types de données ?
- 2) Dans quel but ?
- 3) Sur quels supports ?
- 4) Comment les récupérer ?
- 5) Comment les consulter et les exploiter ?
- 6) CONCLUSION

QUELS TYPES DE DONNÉES ?

- ✓ Données de **séance** (PV, PTM, TA, Qs, Kt/V...)
- ✓ **Alarmes** (séance / techniques)
- ✓ Données de **prescription**
- ✓ **Messages** (informations / instructions)
- ✓ **Configuration et paramétrage**
- ✓ **Actions** de l'opérateur
- ✓ Historique des **désinfections**
- ✓ Résultats des **auto-tests**
- ✓ **Informations techniques** sur le générateur

DANS QUEL BUT ?

Données disponibles hors séance :

- ✓ Traçabilité en cas d'incident
- ✓ Diagnostic de panne
- ✓ Recueil de données statistiques

Données disponibles en séance :

- ✓ Assistance aux utilisateurs
- ✓ Télémédecine

SUR QUELS SUPPORTS ?



HOH
Hemotech

➔ MÉMOIRE INTERNE

- Capacité d'enregistrement fixe
- Risque de perte de données très limité
- Effacement impossible par l'opérateur

SUR QUELS SUPPORTS ?



+ CARTE MÉMOIRE TYPE CF

- Capacité d'enregistrement étendue
- Récupération aisée des données

COMMENT LES RÉCUPÉRER ?

CONNEXION À UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION ET CENTRALISATION



➔ Session de l'ATD - Perpignan 2012

COMMENT LES RÉCUPÉRER ?

CONNEXION DIRECTE



HOH
Hemotech



Data Base Copy Tool

for DBB-05, DBB-06, DBB-07

COMMENT LES RÉCUPÉRER ?

SUR UN SUPPORT EXTERNE

HOH
Hemotech



COMMENT LES CONSULTER ET LES EXPLOITER ?

VIA LE LOGICIEL DBCT

HOH
Hemotech



COMMENT LES CONSULTER ET LES EXPLOITER ?

HOH
Hemotech



DIRECTEMENT



**FORMAT
CSV**



CONCLUSION



24^{ème} session de formation de l'ATD
TOULOUSE - 19 et 20 novembre 2015



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Hervé DUFÉY
Directeur Technique

.....
HEMOTECH Exiger le meilleur pour la dialyse